

Alergia *Alimentar Tardia*



**Serion
Brasil**

Seu diagnóstico com precisão

O que é alergia alimentar tardia?

Alergias alimentares tardias são aquelas mediadas por anticorpos IgG, que podem ocorrer após algumas horas ou dias e, muitas vezes, permanecem não diagnosticadas devido aos sintomas.

O Kit RIDASCREEN Spec. IgG Foodscreen, com suas diferentes composições de alérgenos em suas placas, consegue identifica-las de forma rápida e precisa, pois, é desenvolvido em um sistema modular para detectar seletivamente cada alimento.

Doenças associadas à alergia alimentar tardia:

- Doenças gastrintestinais crônicas como:
 - Diarréia
 - Dor de estômago
 - Gases
 - Síndrome do intestino irritável
 - Cólicas
 - Sensação de inchaço
- Dor de cabeça ou enxaqueca.
- Doenças reumáticas, dores nas articulações.
- Problemas crônicos de pele como:
 - Dermatite Atópica (neurodermatite)
 - Psoríase
 - Coceira
 - Urticária
- Excesso de peso.

RIDASCREEN® Spec. IgG Foodscreen

- Imunoensaio enzimático para detecção de anticorpos IgG específicos contra os principais alérgenos alimentares.
- Analisa reações de anticorpos IgG para até 271 alérgenos.
- Sistema modular para análise sistemática, oferecendo ao paciente diferentes módulos à sua escolha.
- Os módulos podem ser combinados de diferentes formas.
- Seguro: Curva padrão calibrada de acordo com o padrão internacional "1st WHO IRP 67/86 para IgG" resultados em $\mu\text{g} / \text{ml}$ ou classe IgG.
- Reagentes prontos para uso e comuns para todos os kits.
- Tempo de reação: 4h
- Limite de detecção $4 \mu\text{g} / \text{ml}$
- O conjunto de reagentes contém 1 controle alto.



Escolha o módulo que melhor se adequa ao seu paciente



RIDASCREEN® Spec. IgG Foodscreen Plate 1 – A8121-15

90 alimentos mais importantes



RIDASCREEN® Spec. IgG Foodscreen Plate 2 – A8221-15

90 alimentos frequentes diferentes dos da Placa 1



RIDASCREEN® Spec. IgG Foodscreen Plate 3 – A8321-15

91 alimentos incomuns e especiarias



RIDASCREEN® Spec. IgG Foodscreen Prescreen 1 - A8921

23 alimentos mais comuns para avaliar se o paciente é sensibilizado



RIDASCREEN® Spec. IgG Foodscreen Plate 6 – A8621-15

44 alimentos mais comuns



Os reagentes para a execução do teste são comuns para todos os kits, e o conjunto deve ser adquirido separadamente. Confira o código e a descrição abaixo:

| Produto | Descrição: Acessórios para os testes RIDASCREEN® Spec. IgG Foodscreen | Amostra | Código |
|---|--|----------------|---------------|
| RIDASCREEN® Spec. IgG Foodscreen Reagents | * Conjunto de reagentes para os testes RIDASCREEN® Spec. IgG Foodscreen. * Cada conjunto é suficiente para 15 placas. | Soro/Plasma | A8020 |



Serion Brasil

Seu diagnóstico com precisão.

 serionbrasil.com.br  serion@serionbrasil.com.br  **+55 (41) 3089-2595 / 3089-2070**

 /SerionBrasil

 @SerionBrasil

 serion-brasil